

Version 2

Cat No. AG12303

# *AdeptTect* 快速 HS PCR 预混液(含染料)- II

## *AdeptTect* Speed HS PCR Master Mix (dye plus) II

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.



## ➤ 产品概述

*AdeptTect* Speed HS PCR Master Mix (dye plus) II 是适用于快速 PCR 反应的 2 倍浓度预混型制品，具有延伸速度快 (15 sec / kb)、扩增效率高、退火效率高等特点，适合扩增长 DNA 片段及复杂结构的 DNA 片段。使用时只需要在溶液中加入模板、引物和水即可进行 PCR 反应；同时本制品中还加入了电泳检测时所需的色素试剂，制品呈现紫红色，PCR 反应完毕后可以直进行琼脂糖凝胶电泳；操作便捷，可最大限度地减少人为误差，并在较短时间内可获得检测结果。此外，本制品中还添加了在常温状态下能够抑制 DNA Polymerase 活性的单克隆抗体，可以进行 Hot Start PCR，有效抑制引物二聚体的形成及非特异性扩增。

本制品扩增得到的产物 3' 端不含 A 碱基，因此不可直接用于 TA 克隆。

## ➤ 产品组成

| 组分名称                                     | AG12303<br>(120 rxns / 50 μl) |
|--|-------------------------------|
| 2X Speed HS PCR Master Mix (dye plus) II | 500 μl x 6 pc                 |

## ➤ 保存

保存温度：-20℃

运输温度：干冰运输或者-20℃冰袋运输

## ➤ 产品优势

1. 本制品具有较快的延伸速度 (可达 15 sec / kb)，可在较短时间内获得检测结果。
2. 本制品为 2X 预混液，加入模板、引物和水即可进行 PCR 反应，操作简便，可最大限度地减少人为误差，大大提高了实验效率。
3. 本制品中含有紫红色染料，PCR 结束后可直接进行琼脂糖凝胶电泳，无需添加电泳上样缓冲液，电泳时有一条浅紫红色指示带。
4. 适合长片段的扩增，以 Human gDNA 为模板，可扩增出 30 kb 的 DNA 片段。
5. 适合扩增复杂 DNA 片段，如高 GC 的 DNA 片段。

## ➤ 实验原理

PCR 扩增原理


PCR 是一种 DNA 体外扩增技术，在模板 DNA、引物和脱氧核苷酸存在的条件下，依赖于 DNA 聚合酶的聚合反应。将 DNA 片段经过“高温变性-低温退火-引物延伸”三步反应的多次循环，使得 DNA 片段在数量上呈指数增加，在短时间内获得大量目的基因片段。

扩增详情如下，一般将步骤①②③称为一个循环，每次进行 DNA 扩增时以此循环 30-40 次。进行 PCR 扩增时，可根据引物的不同调整退火温度，进而获得最优 PCR 扩增反应条件。

步骤①：DNA 进行高温变性，DNA 双螺旋结构解链；

步骤②：引物与单链 DNA 进行退火；

步骤③：引物在 DNA 聚合酶的存在下进行延伸，与单链 DNA 形成互补链。



## ➤ 实验前准备

### 1) 试剂 & 耗材：

Primer、DNA 模板、PCR 管、枪头、冰浴或冰盒。

### 2) 仪器：

PCR 仪、移液器、旋涡振荡仪、小型桌面离心机、电泳仪、凝胶成像仪。

## ➤ 操作方法

### 1) 配制 PCR 反应液

首先按照下表所示配制 PCR 反应液<sup>\*1</sup>。然后将配制好的反应液放置于 PCR 仪中反应。

| 反应体系 (50 μl)   |                       |             |
|--|-----------------------|-------------|
| 组分名称   | 反应终浓度                 | 50 μl 体系    |
| 2X Speed HS PCR Master Mix (dye plus) II <sup>*2</sup> | 1 X                   | 25 μl       |
| Primer F (10 μM)                                       | 0.2 μM <sup>*3</sup>  | 1 μl        |
| Primer R (10 μM)                                       | 0.2 μM <sup>*3</sup>  | 1 μl        |
| Template   | ≤500 ng <sup>*4</sup> | -           |
| RNase free water                                       | -                     | Up to 50 μl |

\*1: 为了获得更好的扩增特异性，可在冰上配制反应液。

\*2: 溶液应避免反复冻融, 防止降低酶活性; 首次使用时, 短暂离心将所有的溶液收集至离心管底部后进行使用, 减少损失; 使用时应轻柔混匀 (避免起泡), 缓慢吸取。

\*3: 通常引物终浓度为  $0.2 \mu\text{M}$  可得到较好的结果, 也可根据具体实验情况在  $0.1 \sim 0.4 \mu\text{M}$  范围内调整引物浓度。

\*4: 通常情况下, 建议模板添加量  $\leq 500 \text{ ng}$ , 可根据实际情况进行调整。

## 2) 反应条件 (以三步法扩增 1 kb DNA 片段为例<sup>9)</sup>)

将加好样的 Tube 放置于 PCR 仪中, 然后按照下表条件进行 PCR 反应:

| 步骤                | 温度   | 时间          | 循环数     |
|-------------------|------|-------------|---------|
| 预变性 <sup>*5</sup> | 94°C | 1 min       | 1       |
| 变性 <sup>*6</sup>  | 98°C | 10 sec      | } 30-35 |
| 退火 <sup>*7</sup>  | 55°C | 5 sec       |         |
| 延伸 <sup>*8</sup>  | 72°C | 15 sec / kb |         |
| 最终延伸              | 72°C | 2 min       | 1       |

\*5: 预变性一般可设置为 94°C 30 sec~1 min; 根据扩增目的片段或样本不同, 可省略预变性步骤。

\*6: 变性条件的设定可根据设备进行调整, 一般 94°C 20~30 sec, 98°C 5~10 sec。

\*7: 退火温度主要取决于上下游引物的  $T_m$  值, 通常可按照  $T_m \pm 5^\circ\text{C}$  设定, 退火时间可在 5 sec ~ 30 sec 范围内调整。

\*8: 扩增 10 kb 以下 DNA 片段建议延伸速度为 15~20 sec / kb; 10 kb 以上的 DNA 片段或复杂模板, 延伸速度可在 20~60 sec / kb 范围内调整。

\*9: 当引物  $T_m$  值较高或三步法 PCR 扩增结果不好, 可尝试两步法 PCR 扩增 (两步法 PCR 反应程序可参考附录)。

## 3) 结果检测

反应结束后, 取适量反应产物进行琼脂糖凝胶电泳检测。


### ➤ 实验例

1. 以不同物种的 gDNA 为模板, 采用本试剂盒扩增不同长度的 DNA 片段, 都能获得很好地扩增效果。

反应程序:

| 温度   | 时间          | 循环数  |
|------|-------------|------|
| 98°C | 10 sec      | } 30 |
| 55°C | 5 sec       |      |
| 72°C | 15 sec / kb |      |

电泳结果如下图所示:




2. 以不同物种 gDNA 为模板，扩增不同 GC 含量的 DNA 片段，能很好地扩增出高 AT 及高 GC 的 DNA 片段。

#### 反应程序：

| 温度   | 时间         | 循环数  |
|------|------------|------|
| 94°C | 1 min      | 1    |
| 98°C | 10 sec     | } 35 |
| 68°C | 15 sec     |      |
| 72°C | 1 min / kb |      |

电泳结果如下图所示：




3. 挑取 *E.coli* 单菌落加入至 10 μl RNase free water 中，混匀后取 2 μl 菌液为模板，扩增不同长度的 DNA 片段，能获得很好地扩增效果。

#### 反应程序：5 kb 以下片段

| 温度   | 时间                  | 循环数  |
|------|---------------------|------|
| 98°C | 10 sec              | } 30 |
| 55°C | 5 sec               |      |
| 72°C | 15 sec ~20sec / kb* |      |

\*: 5 kb 以下片段用 15 sec / kb; 5 kb 以上片段 20 sec / kb。

电泳结果如下图所示：




4. 以 Human gDNA 为模板，添加不同模板量 ( 500 ng、200 ng、100 ng、10 ng、1 ng、100 pg )，采用本试剂盒扩增 4 kb DNA 片段，模板量低至 1 ng 时，能扩增出目的片段。

**反应程序：**

| 温度   | 时间          | 循环数  |
|------|-------------|------|
| 98°C | 10 sec      | } 30 |
| 55°C | 5 sec       |      |
| 72°C | 15 sec / kb |      |

电泳结果如下图所示：




5. 以 Human gDNA 为模板，采用本试剂盒扩增不同长度 DNA 片段，可很好扩增 30 kb 的 DNA 片段。

**反应程序：**

| 温度   | 时间     | 循环数  |
|------|--------|------|
| 94°C | 1 min  | } 30 |
| 98°C | 10 sec |      |
| 68°C | 10 min |      |

电泳结果如下图所示：



## ➤ 产品注意事项

### 1. 合适的模板

- ❖ 模板加入量降低时，扩增效率降低，扩增特异性升高；模板加入量升高时，扩增效率升高，扩增特异性降低；可根据实际情况调整模板加入量。
- ❖ 模板的纯度及完整性严重影响 PCR 反应，采用高质量高纯度的 DNA 模板，可提高 PCR 反应的成功率，降低外源污染。模板不纯、降解或模板中含有抑制 PCR 反应的物质等，都可能会导致 PCR 反应扩增效率降低，PCR 反应产物产量减少。建议更换模板，重新实验。

### 2. 合适的引物

- ❖ 引物一般是 15-30 个碱基的寡核苷酸，GC 含量在 40-60%之间。
- ❖ 建议正反向引物  $T_m$  值在 50-70°C，两引物  $T_m$  值相差不超过 5°C。
- ❖ 引物 A、T、C、G 整体分布要尽量均匀，避免使用 GC 或者 AT 含量高的区域。
- ❖ 引物 3' 端避免出现发夹结构。减少正反向引物之间的互补序列，不要超过 4 个连续互补序列。
- ❖ 合适的引物浓度为 0.1 ~ 0.4  $\mu$ M。引物浓度降低时，扩增效率降低，反应特异性升高。引物浓度升高时，扩增效率升高，反应特异性降低。

### 3. 合适的退火温度及时间

- ❖ 退火温度越高，扩增特异性越高，但一定程度上扩增效率会降低。
- ❖ 退火温度过低，可能导致反应特异性不好，并且可能出现引物二聚体。

### 4. 扩增循环数

- ❖ 扩增循环数取决于模板的初始拷贝数。如果模板的初始拷贝数少于 10 个，则需要大约 40 个循环。对于初始拷贝数较高的模板，一般推荐 30-35 个循环。

### 5. 防止污染措施

- ❖ 配制反应液与添加 DNA 模板的区域建议分开，避免交叉污染。
- ❖ 每次实验可设置不添加模板的阴性对照，以检查是否存在污染。

## ➤ 附录：两步法 PCR 反应程序

| 步骤  | 温度   | 时间          | 循环数     |
|-----|------|-------------|---------|
| 预变性 | 94°C | 1 min       | 1       |
| 变性  | 98°C | 10 sec      | } 30-35 |
| 延伸  | 68°C | 15 sec / kb |         |