

CytoDet Hoechst 33258染色液

CytoDet Hoechst 33258 Solution

Code No. AG51011

| | |
|-------|------------------|
| 包装量: | 1 ml (1 mg / ml) |
| 保存温度: | -20°C |

产品概述

本产品是基于 Hoechst 33258【4-(5-(4-甲基咪唑-1-基)-1H,1'-H-[2,5'-联苯并[D]咪唑]-2'-基)苯酚】的荧光染料，广泛应用于细胞成像技术中 DNA 和细胞核染色。其检测原理是 Hoechst 33258 能够渗透细胞膜与 dsDNA 的腺嘌呤-胸腺嘧啶 (A-T) 小沟处结合，从而对细胞核染色。Hoechst 33258 本身荧光背景较低，与 dsDNA 结合后发出强烈的蓝色荧光（最大激发光与发射光分别为 $E_x = 352 \text{ nm}$ ， $E_m = 461 \text{ nm}$ ）。Hoechst 33258 染色常用于细胞凋亡检测、普通的细胞核染色或常规的 DNA 染色，染色后可用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测。本产品操作简单，仅需将 Hoechst 33258 溶液稀释至合适浓度后覆盖样本，孵育一定时间后即可观察到明亮的蓝色荧光。

本产品可广泛用于活细胞、固定细胞或组织、石蜡切片的细胞核染色、细胞凋亡和细胞周期分析；由于 Hoechst 33258 对活细胞细胞膜的渗透性差，因此对健康的活细胞染色时蓝色荧光强度较弱，对于凋亡细胞或者细胞膜受损伤的细胞，则会发出明亮的蓝色荧光；若对健康的活细胞染色时需要明亮的蓝色荧光，可使用 CytoDet Hoechst 33342 Solution (Code No. AG51012)。

保存及运输

保存温度：-20°C 避光保存

运输温度：-20°C 冰袋运输

产品组成

| | |
|--------------------------------------|------|
| Hoechst 33258 Solution (1 mg / ml) | 1 ml |
|--------------------------------------|------|

实验操作

A. 活细胞或组织染色

- 对于在细胞培养皿或细胞培养板中的活细胞或组织，可直接将 Hoechst 33258 Solution 按照 1:100 比例添加至培养液中（例如向 1 ml 培养液中加入 10 μl Hoechst 33258 Solution，Hoechst 33258 Solution 终浓度为 10 $\mu\text{g/ml}$ ），用移液枪轻柔吹打混匀。【注：Hoechst 33258 的浓度可根据染色效果进行调整，若染色效果弱，可提高浓度；若染色效果过强，可降低浓度。】
- 将培养皿或细胞培养板放置于 37°C 细胞培养箱中孵育 10 ~ 20 min。
- 使用 PBS 清洗细胞 2-3 次，方法如下【注：若在不清洗的条件下成像，荧光强度可能会随时间的推移而增强】：
 - ◆ 对于贴壁细胞或组织，去除细胞培养皿或细胞培养板中含染色液的上清，再加入适量 PBS 或其它合适的缓冲液，覆盖住样本即可，洗涤 2-3 次。
 - ◆ 对于悬浮细胞，离心收集细胞沉淀，去除含染色液的上清，然后用 PBS 或其它合适的缓冲液重悬细胞，离心收集细胞沉淀，洗涤 2-3 次。
- 加入适量的 PBS 后，直接在荧光显微镜下观察，激发光为紫外光。

B. 固定细胞或组织染色

- 对于固定的细胞或组织样本，固定后用 PBS 洗涤 2-3 次去除固定剂。
【注意：若要进行免疫荧光染色，则先参照免疫荧光染色说明书进行染色，染色完毕后再参照下述步骤进行细胞核染色。】
- 配制 10 μg/ml Hoechst 33258 染色工作液：例如向 1 ml PBS 中加入 10 μl Hoechst 33258 Solution (PBS : Hoechst 33258 = 100 : 1)，用移液器吹打混匀。【注：Hoechst 33258 的浓度可根据染色效果进行调整，若染色效果弱，可提高浓度；若染色效果过强，可降低浓度。】
- 染色：
 - ◆ 对于贴壁细胞或组织，可直接在细胞培养板或载玻片上加入适量的 Hoechst 33258 染色工作液，覆盖住样本即可。室温避光孵育 5 min。
 - ◆ 对于悬浮细胞，离心收集细胞，去除上清，然后加入 1 ml Hoechst 33258 染色工作液，室温避光孵育 5 min。
- 使用 PBS 清洗细胞 2-3 次，方法如下【注：若在不清洗的条件下成像，荧光强度可能会随着时间的推移而增强】：
 - ◆ 对于贴壁细胞或组织，去除含染色液的上清，再加入适量 PBS 或其它合适的缓冲液，覆盖住样本即可，洗涤 2-3 次。
 - ◆ 对于悬浮细胞，离心收集细胞沉淀，去除含染色液的上清，然后用 PBS 或其它合适的缓冲液重悬细胞，离心收集细胞沉淀，洗涤 2-3 次。
- 加入适量的 PBS 后，直接在荧光显微镜下观察，激发光为紫外光。

C. 石蜡切片染色

- 在常规的包埋切片后，可以用二甲苯或其它脱蜡液进行脱蜡，梯度酒精清洗至水。
- 用 PBS 或其它缓冲液洗涤 2-3 次，洗涤时宜用摇床或手动晃动数次，吸去 PBS。
- 配制 10 μg/ml Hoechst 33258 染色工作液：例如向 1 ml PBS 中加入 10 μl Hoechst 33258 Solution (PBS : Hoechst 33258 = 100 : 1)，用移液器吹打混匀。【注：Hoechst 33258 的浓度可根据染色效果进行调整，若染色效果弱，可提高浓度；若染色效果过强，可降低浓度。】
- 染色：加入适量 10 μg/ml Hoechst 33258 染色工作液，覆盖住样本即可，室温避光孵育 5 min。
- 吸去染色液，然后用 PBS 或其它缓冲液洗涤 2-3 次，洗涤时宜用摇床或手动晃动数次。【注：若在不清洗的条件下成像，荧光强度可能会随着时间的推移而增强。】
- 直接在荧光显微镜下观察，激发光为紫外光。

详细信息请查阅 www.agbio.com.cn

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.