

AccuNext DNA 环化试剂盒 (Illumina-to-MGI)

AccuNext DNA 环化试剂盒 (Illumina-to-MGI)

Code No. AG12569

包装量: 16 rxns
保存温度: -20°C

➤ 产品概述

本产品是针对华大智造 (MGI) 高通量测序平台量身打造的一代高效 DNA 环化试剂盒, 适用于所有连接 Illumina 标准的单标签或双标签 PCR 接头文库扩增产物。采用优化的反应体系与高品质酶组分, 显著提升 DNA 模板的环化效率与成功率。

本产品中提供的所有试剂都经过严格的质量控制和功能验证, 最大程度上保证了文库构建的稳定性和重复性, 因此不建议改变任何反应组分的用量及浓度或用其他的等效产品替换本产品中组分, 以免获得不良的实验结果。如需替换, 请先进行验证。

【Illumina 标准的标签序列请见详版说明书】

➤ 保存及运输

保存温度: -20°C 保存

运输温度: -20°C 冰袋运输

➤ 产品组成

Illumina Splint Oligo	80 μ l
Splint Buffer	80 μ l
Ligase	80 μ l
Digestion Buffer	96 μ l
Digestion Enzyme	64 μ l

➤ 实验操作

实验前请仔细阅读本产品详版说明书 (详版说明书可于官网 www.agbio.com.cn 下载) 并按照说明书中操作流程进行实验。



详细信息请查阅 www.agbio.com.cn

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.