

RNase A

RNase A

Code No. AG12002

包装量:	10 mg (10 mg / ml)
保存温度:	-20 °C

➤ 产品概述

RNase A是一种内切核糖核酸酶。可用于降解单链RNA。本制品为溶液状态，产品中已去除DNase酶污染，无需预先加热，可以直接使用。本试剂盒中还添加了RNase A的Dilution Buffer，方便客户进行稀释后使用。

➤ 保存

保存温度：-20°C

运输温度：干冰或者 -20°C 冰袋

➤ 产品组成

RNase A Solution (10 mg/ml)	1 ml
RNase A Dilution Buffer	1 ml

➤ 纯度检测

◆ 本制品与1 μg λ-Hind III digest在37°C下反应1小时，电泳条带没有明显变化。

◆ 本制品与1 μg pBR322质粒DNA在37°C下反应1小时，电泳条带没有明显变化。

◆ 本制品与1 μg λ-DNA在37°C下反应1小时，电泳条带没有明显变化。



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.