

dNTP 混合液

dNTP Mixture Solution

Code No. AG11011

包装量: 250 μ l (each 10 mM)**保存温度:** -20 $^{\circ}$ C

➤ 产品概述

本产品是由等摩尔的 dATP、dCTP、dGTP、dTTP 混合制成的高纯度 dNTP 溶液。混合液中每种核苷酸的浓度均为 10 mM。本品可直接用于 PCR、测序、RT-PCR 等。

➤ 保存及运输

保存温度: -20 $^{\circ}$ C 保存

运输温度: 干冰运输或 -20 $^{\circ}$ C 冰袋运输

➤ 产品组成

dNTP Mix (10 mM each)

250 μ l

➤ 性能检测

RNase 污染检测

◆ 本品中加入 1 μ g 16S/23S rRNA, 37 $^{\circ}$ C 反应 1 小时, 电泳谱带无明显变化。

DNase 污染检测

◆ 本品中加入 1 μ g λ -Hind III digest, 37 $^{\circ}$ C 反应 16 小时和 74 $^{\circ}$ C 反应 1 小时, 电泳谱带无明显变化。

◆ 本品中加入 1 μ g pBR322 质粒 DNA, 37 $^{\circ}$ C 反应 16 小时和 74 $^{\circ}$ C 反应 1 小时, 电泳谱带无明显变化。

◆ 本品中加入 1 μ g λ -DNA, 37 $^{\circ}$ C 反应 16 小时和 74 $^{\circ}$ C 反应 1 小时, 电泳谱带无明显变化。

PCR 扩增性能

◆ 以 λ -DNA 为模板进行 PCR 反应可以扩增 35 kb 片段。

◆ 以 HL60 细胞 Total RNA 为模板进行 RT-PCR 反应, 可以扩增 10 kb 片段。



详细信息请查阅 www.agbio.com.cn

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.