

水 (不含RNase)

RNase Free Water

Code No. AG11012

包装量: 1 ml X 5 pc

保存温度: -20 °C

➤ 产品概述

本制品为非DEPC处理的RNase free water。适用于RNA样品的制备、PCR及RT-PCR反应体系的配制等。

➤ 保存

保存温度: -20°C

运输温度: 干冰或者 -20°C 冰袋

➤ 产品组成

RNase free water	1 ml X 5 pc
------------------	-------------

➤ 性能检测

RNase 污染检测:

制品中加入1 μg 16S/23S rRNA, 37°C反应16小时, 电泳谱带无明显变化。

DNase 污染检测:

◆ 制品中加入1 μg λ-Hind III digest, 37°C反应16小时, 电泳谱带无明显变化。

◆ 制品中加入1 μg pBR322 质粒DNA, 37°C反应16小时, 电泳谱带无明显变化。



详细信息请查阅 <https://www.agbio.com.cn>

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.