

40X Dilution Buffer (Yellow)

Code No. AG11737

包装量:	500 μ l
保存温度:	-20 $^{\circ}$ C

> 产品概述

本制品是黄色模板稀释液，搭配本公司定量示踪产品使用（产品信息可参考附录：定量示踪产品列表），可实现移液过程可视化：将黄色稀释液与模板混匀后，加入到蓝色的2X Premix 中，溶液会从蓝色变成绿色，可根据颜色变化确认是否添加模板，有利于大量样品的加样，减少了误操作概率。

> 保存

保存温度：-20 $^{\circ}$ C

运输温度：干冰或者 -20 $^{\circ}$ C 冰袋运输

> 产品组成

40X Dilution Buffer (Yellow)	500 μ l
------------------------------	-------------

> 实验操作

请参考定量产品说明书。

> 附录：定量示踪产品列表

产品货号	产品名称
AG11733	SYBR Green Premix <i>Pro Taq</i> HS qPCR Tracking Kit
AG11735	SYBR Green Premix <i>Pro Taq</i> HS qPCR Tracking Kit (Rox Plus)
AG11736	SYBR Green Premix <i>Pro Taq</i> HS qPCR Tracking Kit II



详细信息请查阅 www.agbio.com.cn

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.