

6X Loading 染料

6X Loading Buffer

Code No. AG11902

| | |
|--------------|-------------|
| 包装量: | 1 ml X 5 pc |
| 保存温度: | 室温 |

➤ 产品描述

本产品是用于凝胶电泳的6 x Loading Buffer。Buffer中含有的染料（Xylene Cyanol和Bromophenol Blue）可用于指示电泳程度；甘油（Glycerol）可以加大样品密度，使样本快速沉降到点样孔底部，防止样品飘出点样孔。

➤ 保存

保存温度：室温
运输温度：室温

➤ 产品组成

| | |
|-------------------|-------------|
| 6X Loading Buffer | 1 ml x 5 pc |
|-------------------|-------------|

➤ 实验操作

本产品可直接用于凝胶电泳，向样品中加入1/6体积的本制品，混合均匀后直接上样即可。（如果溶液中出现了沉淀，请于水浴中加热溶解后再使用。）



详细信息请查阅 www.agbio.com.cn

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc.